





### Procline 20°

Procline et déclive de 20° avec arrêt à l'horizontal automatique. Position déclive à plus de 20° sans devoir écarter le lit du mur.



### Déclive 20°



### Aide au levé avec sortie vers l'avant

Système intégré automatique d'aide au levé avec sortie vers l'avant (Programme AAL). Mise au fauteuil automatique.



### Latéralisation Gauche et Droite 20°

Latéralisation de 20° des deux côtés, avec un arrêt à l'horizontal automatique.



Hauteur minimum 25 cm du sol

Hauteur maximum 80 cm du sol



### Lève malade intégré au lit

disponible à tout instant là ou vous en avez besoin.



### Mémorisation

taille patient

### Fonction Urgence

remise à plat en position de sécurité



Restez actif tout en préservant votre confort.



Gardez vos liens sociaux malgré l'hospitalisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Matelas:**

Mousse visco geltex  
surface de couchage  
87 x 210 x 14 cm

**Largeur:**

Barrières levées : 102 cm  
Barrières escamotées  
sous le plan de couchage:  
90 cm

**Longueur:** 224 cm

**Rétraction pieds:** 25 cm

**Hauteur barrières:**

sur sommier 42 cm  
sur matelas 28 cm

**Mouvement du lit:**

Proclive - Déclive 20°  
Relève buste 88°  
Genoux 20°  
Latéralisation D/G 20°

**Diamètre des roues:** 100 mm  
125 mm  
150 mm

**Poids:** 155 kg

**Charges utile:** 225 kg

**Charges maximun:** 250 kg

**Hauteur sommier:**

Position base: 25 à 29 cm  
Position haute 77 à 81 cm

**Garde de sol:** de 16 à 20 cm

**Ecartement roues:** 67 cm

**Vitesse:**

De la position la plus base  
allongé à la position fauteuil :  
90 secondes  
Retour:  
touche M 30 secondes

